

こころとからだをつつむ マットレス

自立支援

床ずれ防止

「床ずれ防止効果のある柔らかさが欲しい」

「寝返りや起き上がりがしやすい適度な硬さが必要」

このような現場の多様なニーズから、床ずれ防止に最適なウレタンフォームと、動きをサポートする三次元スプリングを組み合わせたマットレス **GENERATE** <ジェネレイト> が生まれました。

GENERATE <ジェネレイト> は全ての方にフィットする医療介護用マットレスです。



ウレタン
フォーム

三次元
スプリング

床ずれ防止と自立支援を高次元で両立する

● **GENERATE** <ジェネレイト>

クッション部 三次元スプリングフォーム / ウレタンフォーム
インナーカバー ポリエステル
アウターカバー 合成皮革 (防水)


サイズ	TAIS コード	希望小売価格 (税抜)
幅 910 × 長さ 1910 × 厚さ 100 (mm)	02231-000001	79,800 円

動きやすいマットレスは あなたの生きる力を衛(まも)る

自立支援

床ずれ防止

医療介護用マットレス GENERATE



柔らかなウレタンフォームは、身体全体をバランスよく支えるため体圧分散効果が高く床ずれ防止に最適です。

三次元スプリングは、適度な反発力が寝返りや起き上がり離床などの動作を程よくサポートするため、被介護者の自立支援を促すだけでなく介助もより小さな力で行うことができます。

ウレタン
フォーム

三次元
スプリング




日本福祉大学 健康科学部 教授 浅井 友詞 博士(医学)


三次元スプリング構造は臥床時に起こる身体の小刻みな動きをやさしく支えます。また、寝返り、起き上がり時には三次元スプリング構造の弾性が身体の動きを助け、介助量の軽減や自立動作を容易にします。起き上がり後の座位では適度な硬さにより安定した姿勢を取ることができ、弾性が立上りの推進力の補助にもなります。さらに、沈み込みが少なく体動が容易なため腰痛予防にも繋がると考えられます。

GENERATE の体圧分散データ (被験者: 男性 174 cm / 77kg)

● ウレタンフォーム: ソフト面



● 三次元スプリング: ハード面



株式会社 ジェネラス

名古屋市中区千代田二丁目16番28号
TEL: 052-238-5496 FAX: 052-238-5497



「安心を衛る。」をテーマに、愛知県内を中心として訪問・通所・泊まり・住宅・予防のサービスを行っています。お一人おひとりの心に寄り添い、その方が持つ力を信じ、その力を最大限に引き出すお手伝いをしています。

※このリーフレットは2025年4月現在のものです。仕様、価格等は予告なく変更される場合があります。